



Rack Isotherm -20C a 20 posti vial da 0.5 a 2ml. In PC. -15C / 1h. Giallo

Rack Isotherm mantenimento ?°C 20 posti vial da 0.5 (adattatori inclusi) a 2ml. In PC riemp. non tossico. Griglia alfanumerica mantiene ?°C / 1h. Coperchio trasparente a clip. Dim. 220x163xh113mm (h163 con clip). Giallo

**Product codes:**

Reference: 63 896 2800

Product gallery:**Product description:**

Range di rack isotermici dotati di coperchio (con o senza clip a seconda del modello) per accogliere provette da 0.5 a 2.0ml.

Con ID alfanumerico sul coperchio e sulla sezione inferiore.

Condiziona la temperatura dei reagenti come ad esempio enzimi, DNA, RNA, sospensioni cellulari, etc. sul bancone del laboratorio.

Prodotto in resistente polycarbonato riempito con fluido isolante non tossico.

Nessun contatto tra la provetta e il fluido isolante. Con piedini anti-scivolo.

Griglia 5x4

Coperchio senza gel

Coperchio con clip

Mantenimento temperatura: -15°C / 1 ora

Dimensioni 220x163x113mm

Altezza rack 113mm, con clip del coperchio in posizione l'altezza aumenta di circa 50mm.



adattatori per provette 0.5ml inclusi

Product features:

RCK - FEATURES: box rack in PC per mantenimento temperatura di - 15°C per un'ora di microtubi e vial da 0.5 a 2ml

RCK - TYPE: box+rack

RCK - TYPE: maintaining temperature

RCK - COVER: this

RCK - PLACES: 20

RCK - FORM: rectangular

RCK - SIZE: 220x163

RCK - HEIGHT: 113mm

RCK - MATERIAL: PC

RCK - STACKABLE: no

RCK - SIDED USABLE: 1

RCK - TEMPERATURE RANGE: -196°C - +121°C

RCK - TEMPERATURE MAX: +121°C

RCK - MINIMUM TEMPERATURE: -196°C

RCK - GRID ALPHANUMERIC: on the cover

RCK - GRID ALPHANUMERIC: you

RCK - AREA WRITABLE: nd

RCK - AUTOCLAVABLE: nd

RCK - COMPLIANCE: nd

RCK - ACCESSORIES INCLUDED: adattatori

RCK - ACCESSORIES INCLUDED: cover

RCK - COMPATIBLE WITH: microtubes 1.5 ml

RCK - COMPATIBLE WITH: microtubes 2.0 ml

RCK - COMPATIBLE WITH: microtubes 0.5 ml

RCK - COMPATIBLE WITH: criotubi 1.2ml

RCK - COMPATIBLE WITH: criotubi 1ml

RCK - COMPATIBLE WITH: criotubi 2ml

RCK - SUITABLE FOR: sample preparation

RCK - SUITABLE FOR: mantenimento temperatura

RCK - TRACKING: -