



Rack Isotherm -20C a 32 posti vial da 0.5 a 2ml. In PC. -15C / 1h. Giallo

Rack Isotherm mantenimento ?°C 32 posti vial da 0.5 (adattatori inclusi) a 2ml. In PC riemp. non tossico. Griglia alfanumerica mantiene ?°C / 2h. Coperchio trasparente a clip. Dim. 243x157xh100mm (h150 con clip). Giallo



Product codes:

Reference: 63 896 2802

Product gallery:



Product description:

Range di rack isotermici dotati di coperchio (con o senza clip a seconda del modello) per accogliere provette da 0.5 a 2.0ml.

Con ID alfanumerico sul coperchio e sulla sezione inferiore.

Condiziona la temperatura dei reagenti come ad esempio enzimi, DNA, RNA, sospensioni cellulari, etc. sul bancone del laboratorio.

Prodotto in resistente policarbonato riempito con fluido isolante non tossico.

Nessun contatto tra la provetta e il fluido isolante. Con piedini anti-scivolo.

Griglia 8x4

Coperchio senza gel

Coperchio con clip

Mantenimento temperatura: -15°C / 1 ora

Dimensioni 243x157x100mm

Altezza rack 100mm, con clip del coperchio in posizione l'altezza aumenta di circa 50mm.
adattatori per provette 0.5ml inclusi

Product features:



RCK - FEATURES: box rack in PC per mantenimento temperatura di - 15°C per un'ora di microtubi e vial da 0.5 a 2ml
RCK - TYPE: box+rack
RCK - TYPE: maintaining temperature
RCK - COVER: this
RCK - PLACES: 32
RCK - FORM: rectangular
RCK - SIZE: 243x157
RCK - HEIGHT: 100mm
RCK - MATERIAL: PC
RCK - STACKABLE: no
RCK - SIDED USABLE: 1
RCK - TEMPERATURE RANGE: -196°C - +121°C
RCK - TEMPERATURE MAX: +121°C
RCK - MINIMUM TEMPERATURE: -196°C
RCK - GRID ALPHANUMERIC: on the cover
RCK - GRID ALPHANUMERIC: you
RCK - AREA WRITABLE: nd
RCK - AUTOCLAVABLE: nd
RCK - COMPLIANCE: nd
RCK - ACCESSORIES INCLUDED: adattatori
RCK - ACCESSORIES INCLUDED: cover
RCK - COMPATIBLE WITH: microtubes 1.5 ml
RCK - COMPATIBLE WITH: microtubes 2.0 ml
RCK - COMPATIBLE WITH: microtubes 0.5 ml
RCK - COMPATIBLE WITH: criotubi 1.2ml
RCK - COMPATIBLE WITH: criotubi 1ml
RCK - COMPATIBLE WITH: criotubi 2ml
RCK - SUITABLE FOR: sample preparation
RCK - SUITABLE FOR: mantenimento temperatura
RCK - TRACKING: -