



Puntali Biohit da 5ml utilizzab. su MidiPlus

Puntale 5ml



Product codes:

Reference: BH 780300

Product gallery:



Product description:

Puntali da 5 ml. Utilizzabile anche su pipettatore MidiPlus.

Puntali Optifit, perfetti per le micropipette Biohit: grazie al sistema optiload esclusivo sulle micropipette Biohit è possibile caricare il puntale con pochissimo sforzo ed in maniera efficace (senza spendere cifre eccessive per compatibilità specifiche) ed, al tempo stesso avendo sigillando perfettamente e con pochissimo sforzo per espellere il puntale.

Certificati CE IVD

Prodotti in accordo con le stringenti norme ISO 9001 e ISO 133485

Prodotte in camera bianca classificata ISO 8

Prodotte partendo da polipropilene vergine di alta qualità

Rack sterili e refill packs sono certificati DNase, RNase ed endotossine free



I puntali pre-sterilizzati sono gamma irradiati

Tutti i puntali, compresi i singoli racks sono numerati per lotto per una completa tracciabilità

Compatibile con la maggior parte delle micropipette in commercio

Compatibile con: Biohit eLine - Biohit mLine - Biohit Proline Plus - Biohit Proline

Compatibile anche con: Eppendorf Research

Product features:

PNT - SIZE: 150mm
THE PNT - TYPE: without filter
PNT - CAPACITY MAX: 5.000ul
PNT - RANGE: 100-5000ul
PNT - RANGE: 100 - 1000ul
PNT - FILTER: absent
PNT - FORM: standard
PNT - TIP: standard
PNT - STERILITY: no
PNT - PURITY: -
PNT - AUTOCLAVABLE: si
PNT - SIZED: no
PNT - COMPLIANCE: CE-IVD
PNT - APPLICATIONS: dispensing liquids
PNT - MATERIAL: PP
PNT - COLOR: neutral
PNT - FEATURES: can be used on the controller MidiPlus
PNT - COMPATIBLE WITH: Eppendorf Reference
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit MidiPlus
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit ePet
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit Tacta
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit Picus
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit eLine
PNT - COMPATIBLE WITH: Eppendorf Research
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit Proline PLUS
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit Proline
PNT - COMPATIBLE WITH: Biohit mLine
PNT - PACKAGING: in the envelope