



# Tubi per omogenizzatore da 2ml con frammenti Garnet e 1 biglia in Zirconio 6.0mm. Cf 50pz

Tubi per omogenizzatore da 2ml preriempiti con frammenti Garnet e 1 biglia in Zirconio 6.0mm. Cf 50pz



## Product codes:

Reference: 94 941 0086

## Product gallery:



## Product description:

L'omogenizzazione tramite biglie sta rapidamente diventando il processo preferito per lisare i campioni al fine di rilasciare il DNA, l'RNA e le proteine ??contenute nelle cellule. I campioni vengono posizionati in provette con le sfere di macinazione appropriate e sottoposti a miscelazione ad alta energia. Le microsfele colpiscono il campione, eventualmente scomponendolo a livello cellulare rilasciando contenuti subcellulari.

Sono disponibili una varietà di provette preriempite per omogeneizzare i campioni, inclusi quelli con acciaio inossidabile, vetro e sfere di zirconio Triple-Pure. Tutti e tre i tipi di biglie sono lavati con acido e trattati per rimuovere nucleasi e proteasi. I tubi di biglie Triple-Pure sono sottoposti a una manipolazione speciale durante il riempimento e sono testati sulla qualità per garantire l'eliminazione di DNasi, RNasi, proteasi e acidi nucleici. Quando si utilizzano campioni per applicazioni di biologia molecolare, si preferisce l'elevata purezza delle sfere Triple-Pure. Mentre le perle di vetro (silice), zirconio e acciaio inossidabile sono efficaci nel distruggere cellule e tessuti. La densità aggiunta di zirconio e perle di acciaio inossidabile aiuta a produrre campioni meglio omogeneizzati.

## Product features:



OMR - CAPACITA': 2ml

OMR - UTILIZZABILE SU: BeadBug 6

OMR - UTILIZZABILE SU: microtubo con biglie

OMR - UTILIZZABILE SU: BeadBug 3

OMR - UTILIZZABILE SU: BeadBlaster 24

OMR - MATERIALE: zirconio

OMR - MATERIALE: garnet

OMR - DIMENSIONI: Ø 6mm

OMR - IDEALE PER: capelli

OMR - IDEALE PER: pelle

OMR - IDEALE PER: piante -dure

OMR - IDEALE PER: campioni ricchi collagene