



Agarosio HR per piccoli frammenti e app AFLP's STR's . Da 20bp a 800bp. Cf 100g

Agarosio HR per app AFLP's STR's PCR small fragment. Ideale per frammenti da 20bp a 800bp. Strength 750g/cm (1.5%) / M.T. 70°C / EEO 0.1. RNase / Dnase e protease FREE. Cf 100g



Product codes:

Reference: 94 896 0215

Product gallery:



Product description:

Agarosio HR -ad alta risoluzione -

Agarosio altamente purificato e scelta perfetta quando si vogliono separare piccoli frammenti e per analisi di PCR, STR's e AFLP's.

Raffinato utilizzato un processo avanzato che esclude l'utilizzo di solventi organici, rendendo il prodotto finito puro e con impatto ambientale significativamente ridotto.

Questo agarosio è ideale per la separazione di frammenti con dimensioni minori ai 800bp. Punto di fusione intermedio.

Il prodotto permette la creazione di un gel trasparente, con bassa EEO e basso background. RNase, DNase, Protease and Endonuclease FREE

Product features:

RGT - TYPE: agarosio

RGT - COMPLIANCE: HR

RGT - FORM: dust

RGT - FRAGMENTS: 20 - 0.8kbp



RGT - POINT FUSION: 70°C
RGT - POINT GELATION: 33°C
RGT - APPLICATION CLONING: 20
RGT - APPLICATIONS WITH BACTERIA / PATHOGENS: 800
RGT - APPLICATIONS WITH THE DNA: 750g/cm
RGT - APPLICATIONS WITH RESTRICTION ENZYMES: 0.1
RGT - APPLICATIONS WITH LIPIDS: 10%
RGT - APPLICATIONS WITH RNA: no detected
RGT - MARKING APPLICATIONS: no detected
RGT - APPLICATIONS IN MOLECULAR BIOLOGY: no detected
RGT - APPLICATIONS IN CHEMISTRY: barattolo
RGT - APPLICATIONS PROTEINS / ENZYMES: AFLP's
RGT - APPLICATIONS PROTEINS / ENZYMES: STR's
RGT - APPLICATIONS PROTEINS / ENZYMES: blotting
RGT - APPLICATIONS PROTEINS / ENZYMES: separazione piccoli frammenti
RGT - APPLICATIONS PROTEINS / ENZYMES: processi in-gel
RGT - APPLICATION REVERSE TRANSCRIPTION: for research use only
RGT - FEATURES: gel di agarosio HR per applicazioni che prevedono la risoluzione di frammenti molto piccoli -
punto di fusione intermedio
RGT - STORAGE: environment
RGT - TRANSPORT: ambient temperature
RGT- PROTEASE: no detected