



Vortex multi provetta NT-2500

Vortex multi provetta NT-2500 - RPM da 500 a 2500 - Orbita 4mm - con timer senza rack
provette a scelta

Product codes:

Reference: 81 907 0251



Product gallery:



Product description:

Vortex per agitazione simultanea di più provette alla volta.

Con motore senza spazzole controllato tramite microprocessore, possiede un controllo delle operazioni estremamente facilitato tramite apposite manopole per l'impostazione di tempo e velocità.

Può arrivare a processare fino a 50 campioni per volta.

Disponibili una buona varietà di rack in spugna per accogliere diverse provette, selezionabili per incontrare l'esigenza dell'utente.

Strumento molto utilizzato per le biotecnologie, microbiologia, analisi mediche e applicabile in molte altri campi di laboratorio o industriali.

- di facile utilizzo tramite manopola one-touch

- Timer da 1m a 99h e 59m con allarme acustico a fine corsa

- La partenza delicata e l'accelerazione uniforme evita la fuoriuscita di campioni

- Motore senza spazzole: precisa velocità di agitazione, lunga durata esente da manutenzione

- Processa fino a 50 provette per volte rendendo il lavoro più efficiente

Controllo tramite microprocessore, pannello operativo estremamente semplice, doppio display LED per visualizzazione velocità e timer

Product features:

STG - TYPE: orbital shaker



STG - CAPACITY: 15x50ml
STG - CAPACITY: 15x Ø30mm
STG - CAPACITY: 15x Ø25mm
STG - CAPACITY: 50x Ø20mm
STG - CAPACITY: 50x Ø15mm
STG - CAPACITY: 50x Ø12mm
STG - CAPACITY: 50x Ø10mm
STG - CAPACITY: 50 microtubi
STG - CAPACITY: 50x15ml
STG - FLOW: 4.5kg
STG - PLATFORM DIMENSIONS CM.: -
STG - MOVEMENT: orbital
STG - ORBIT: 4mm
STG - RPM MAXIMUM: 2500
STG - RPM MINIMUM: 500
STG - INCREASES RPM: 1
STG - MODE OPERATIONS: timed
STG - INTERFACE: display
STG - DISPLAY: LED
STG - FEATURES: agitatore vortex per processamento fino a 50 provette - campioni contemporaneamente
TSG - SIZE: 410x276x432cm
STG - WEIGHT: 20kg
STG - POWER: 240V - 50-60Hz
STG - ACCESSORIES INCLUDED: -
STG - OPTIONAL ACCESSORIES: platforms
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø11mm
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø25mm
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø20mm
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø13mm
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø17mm
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø10mm
STG - CAN BE USED WITH: microtubi 5ml
STG - CAN BE USED WITH: provette 5ml
STG - CAN BE USED WITH: provette Ø14mm
STG - CAN BE USED WITH: microtubes 1.5 ml
STG - CAN BE USED WITH: tubes
STG - CAN BE USED WITH: tubes 50 ml type Falcon
STG - CAN BE USED WITH: tubes 15ml type Falcon
STG - CAN BE USED WITH: tubes Ø30mm
STG - CAN BE USED WITH: test tubes, Ø16mm
STG - CAN BE USED WITH: test tubes Ø12mm
STG - CAN BE USED WITH: test tubes 10ml
STG - CAN BE USED WITH: microtubes 2.0 ml