



Los hisopos estériles con el suelo, la CLAMIDIA, el poste de aluminio


Cf. 250 pcs inc. individualmente, los Hisopos para la recolección y transporte de la CLAMIDIA, dedo del pie en poliéster, el poste de aluminio para los retiros para el ojo masculino y de muestras de frotis uretral

Product codes:

Reference: 64 913 7531



Product gallery:



Product description:

Los hisopos estériles con la punta de poliéster, en el tubo de ensayo en polipropileno Ø 12x150mm, con medio de transporte para la CLAMIDIA

Dispositivo médico de Clase IIa, y también es adecuado para uso quirúrgico

Sugerencia: poliéster - Poste de aluminio, adecuado para los retiros, los ojos y el macho de muestras de frotis uretral

Embalaje 250pezzi envueltos individualmente



Product features:

MNT - TIPO DE: con el suelo

MNT - PUNTA: viscosa

MNT - ADITIVO: el terreno PARA la CLAMIDIA

MNT - ESTERILIDAD: usted

MNT - FORMULARIO: delgado

MNT - ROD: de aluminio

TMN - TAMAÑO: varilla de Ø0.9mm

MNT - SELFSTANDING: no

MNT - MATERIAL: de aluminio y viscosa

MNT - PUREZA: apirogeni

MNT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD

MNT - EMBALAJE: en el tubo de ensayo

MNT - EMBALAJE: envolver sola

MNT - CARACTERÍSTICAS: los hisopos estériles con el suelo para Chlamydia trachomatis en la esponja en la parte inferior del tubo que forma una fina

MNT - APROPIADO PARA: retiro

MNT - APROPIADO PARA: transporte de muestreo

MNT - APROPIADO PARA: microbiología

MNT - APROPIADO PARA: laboratorio general

MNT - IDEAL PARA: Chlamydia trachomatis