



prueba de los tubos con Citrato de Sodio 0,4 ml tapa rosa de VES - 12x56 parte inferior plana

prueba de los tubos con Citrato de Sodio 0,4 ml tapa rosa de VES - 12x56 la parte inferior de la olla - rack-50pcs. -Cf.1.500 pcs



Product codes:

Reference: 64 911 1451

Product gallery:



Product description:

Prueba de los tubos con citrato de sodio para ESR
tubos de polipropileno con 0,4 ml de citrato de sodio (3,8%), y la presión de la tapa rosa 1.6 ml de sangre

Product features:

PRT - TIPO DE: -
PRT - CAPACIDAD MAX: 2ml
PRT - TAMAÑO: 12x56mm
PRT - AUTO DE PIE: usted
PRT - APERTURA: con el borde
PRT - CIERRE: la presión
PRT - CAP: rosa
PRT - FORMULARIO: cilíndrico
PRT - FONDO: plato
PRT - ETIQUETA: usted
PRT - TAMAÑO: sola muesca
PRT - ÁREA DE ESCRITURA: no
PRT - MATERIAL: PP
PRT - ADITIVO: citrato de sodio 3,8% de



PRT - PUREZA: -

PRT - CITOTÓXICOS: nd

PRT - ESTERILIDAD: no

PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: no

PRT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD

PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C

PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -10°C

PRT - RCF: -

PRT - CARACTERÍSTICAS: prueba de los tubos con citrato de sodio para V. E. S

PRT - COMPATIBILIDAD: genérico

PRT - COMPLETO: etiqueta

PRT - COMPLETO: cap

PRT - APROPIADO PARA: V. E. S.

PRT - RESISTENCIA: -

PRT - EMBALAJE: rack