




# prueba de los tubos con Citrato de Sodio 0.5 ml de tapa rosa de VES - 12x56 parte inferior plana

prueba de los tubos con Citrato de Sodio 0.5 ml de tapa rosa de VES - 12x56 la parte inferior de la olla - rack-50pcs. -Cf.1.500 pcs



## Product codes:

Reference: 64 911 1831

## Product gallery:



## Product description:

Prueba de los tubos con citrato de sodio para ESR  
tubos de ensayo de polipropileno con 0.5 ml de citrato de sodio (3,8%), y la presión de la tapa de color rosa para 2ml de sangre

## Product features:

PRT - TIPO DE: -  
PRT - CAPACIDAD MAX: 2.5ml  
PRT - TAMAÑO: 12x56mm  
PRT - AUTO DE PIE: usted  
PRT - APERTURA: con el borde  
PRT - CIERRE: la presión  
PRT - CAP: rosa  
PRT - FORMULARIO: cilíndrico  
PRT - FONDO: plato  
PRT - ETIQUETA: usted  
PRT - TAMAÑO: sola muesca



---

PRT - ÁREA DE ESCRITURA: no

PRT - MATERIAL: PP

PRT - ADITIVO: citrato de sodio 3,8% de

PRT - PUREZA: -

PRT - CITOTÓXICOS: nd

PRT - ESTERILIDAD: no

PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: no

PRT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD

PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C

PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -10°C

PRT - RCF: -

PRT - CARACTERÍSTICAS: prueba de los tubos con citrato de sodio para V. E. S

PRT - COMPATIBILIDAD: genérico

PRT - COMPLETO: etiqueta

PRT - COMPLETO: cap

PRT - APROPIADO PARA: V. E. S.

PRT - RESISTENCIA: -

PRT - EMBALAJE: rack