




tubos con gel separador+ acelerador de 16x100 de PMMA por cada 10 ml de sangre tapa hacia abajo

tubos con gel separador+ aceleratoreCE 16x100 PMMA etiquetados para 10 ml de sangre tapa hacia abajo - cremallera 50pcs. -Cf.1.000 pcs



Product codes:

Reference: 64 911 2351

Product gallery:

Product description:

Los tubos para la extracción de suero
Tubos de ensayo con etiqueta en PMMA con gel separador y activador de coágulo.
Tapa de color marrón en baja ingesta

Product features:

PRT - TIPO DE: -
PRT - CAPACIDAD MAX: 10ml
PRT - TAMAÑO: 16x100mm
PRT - AUTO DE PIE: no
PRT - APERTURA: con el borde



PRT - CIERRE: la presión
PRT - CAP: rojo
PRT - FORMULARIO: cilíndrico
PRT - FONDO: ronda
PRT - ETIQUETA: usted
PRT - TAMAÑO: no
PRT - ÁREA DE ESCRITURA: no
PRT - MATERIAL: PMMA
PRT - ADITIVO: gel separador y el acelerador
PRT - PUREZA: -
PRT - CITOTÓXICOS: nd
PRT - ESTERILIDAD: no
PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: no
PRT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD
PRT - TEMPERATURA MAX: 90°C
PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -40°C
PRT - RCF: -
PRT - CARACTERÍSTICAS: tubos de PMMA con gel separador + acelerador y la tapa del jack de baja
PRT - COMPATIBILIDAD: genérico
PRT - COMPLETO: etiqueta
PRT - COMPLETO: cap
PRT - APROPIADO PARA: la extracción de suero
PRT - RESISTENCIA: -
PRT - EMBALAJE: rack