



prueba de los tubos con Citrato de Sodio (0,2 ml en la tapa de goma forabile 13x75

prueba de los tubos con Citrato de Sodio (0,2 ml en la tapa de goma forabile CE 13x75 - rack 50pcs. -Cf.1.000 pcs



Product codes:

Reference: 64 911 3291

Product gallery:

Product description:

Los tubos para el control de la coagulación con Citrato de Sodio 0.35 ml compatible con las herramientas de ACL

Tubos con 0.35 ml de Citrato de Sodio (3.8%) 3.15 ml de sangre.

El nivel de llenado de 3.5 ml

Adecuado para herramientas, ACL 2000 Y ACL 7000 - ACL 9000

Product features:

PRT - TIPO DE: -

PRT - CAPACIDAD MAX: 3.5ml

PRT - TAMAÑO: 13x75mm

PRT - AUTO DE PIE: no

PRT - APERTURA: con el borde



PRT - CIERRE: la presión
PRT - CAP: azul
PRT - FORMULARIO: cilíndrico
PRT - FONDO: ronda
PRT - ETIQUETA: usted
PRT - TAMAÑO: sola muesca
PRT - ÁREA DE ESCRITURA: no
PRT - MATERIAL: PP
PRT - ADITIVO: citrato de sodio 3,8% de
PRT - PUREZA: latex free
PRT - CITOTÓXICOS: nd
PRT - ESTERILIDAD: no
PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: no
PRT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD
PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C
PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -10°C
PRT - RCF: -
PRT - CARACTERÍSTICAS: prueba de los tubos con citrato de sodio de relleno de hasta 3,5 ml para la coagulación de herramientas compatibles ACL
PRT - COMPATIBILIDAD: herramientas de ACL
PRT - COMPLETO: etiqueta
PRT - COMPLETO: cap
PRT - APROPIADO PARA: el control de la coagulación
PRT - RESISTENCIA: -
PRT - EMBALAJE: rack