




prueba de los tubos con Citrato de Sodio 0,2 ml 13x75 tapa de goma forabile a 1,8 ml de sangre de la luz azul de la parte

prueba de los tubos con Citrato de Sodio (0,2 ml en la tapa de goma forabile CE 13x75 a 1,8 ml de sangre de la luz azul de la parte superior del rack de-50 -Cf.1.000 pcs



Product codes:

Reference: 64 911 9651

Product gallery:

Product description:

Tubos de ensayo de polipropileno para la coagulación de la

Tubos de ensayo de polipropileno de coon de 0,2 ml de citrato de sodio (3.2%), y la presión de la tapa por 2 ml de sangre

Product features:

PRT - TIPO DE: -

PRT - CAPACIDAD MAX: 2ml

PRT - TAMAÑO: 13x75mm

PRT - AUTO DE PIE: no

PRT - APERTURA: con el borde



PRT - CIERRE: la presión
PRT - CAP: la presión
PRT - CAP: forabile
PRT - FORMULARIO: cilíndrico
PRT - FONDO: ronda
PRT - ETIQUETA: usted
PRT - TAMAÑO: sola muesca
PRT - ÁREA DE ESCRITURA: no
PRT - MATERIAL: PP
PRT - ADITIVO: citrato de sodio 3.2%
PRT - PUREZA: latex free
PRT - CITOTÓXICOS: nd
PRT - ESTERILIDAD: no
PRT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: no
PRT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD
PRT - TEMPERATURA MAX: 121°C
PRT - TEMPERATURA MÍNIMA: -10°C
PRT - RCF: -
PRT - CARACTERÍSTICAS: prueba de los tubos con citrato de sodio llenar hasta 2ml para la coagulación de la
PRT - COMPATIBILIDAD: genérico
PRT - COMPLETO: etiqueta
PRT - COMPLETO: cap
PRT - APROPIADO PARA: el control de la coagulación
PRT - RESISTENCIA: -
PRT - EMBALAJE: rack