



Bagno termostatico da 4 litri con agitatore magnetico incorporato

Bagno termostatico da 4 litri compatto con agitatore magnetico incorporato.
Include piattaforma base BS-1 BP1 e coperchio

Product codes:

Reference: BS-010406-AAA



Product gallery:



Product description:

Bagno ad acqua-termostato **BS-1 WB4MS** è progettato per ricerche di laboratorio in ambito chimico, farmaceutico, medico e biologico.

BS-1 WB4MS consente una migliore stabilizzazione della temperatura (fino a 0,1°C) grazie all'agitatore magnetico integrato (velocità regolata di 250–1000 giri/min).

Configurazione semplice, accuratezza nel mantenimento dell'alta temperatura, struttura compatta, design accattivante e moderno garantiscono un utilizzo esteso di questo bagno.

Product features:

BGT - TIPO DE: el baño termostático



BGT - CAPACIDAD MAX: 4 L
BGT - DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 230x135mm ca.
BGT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 235?135?110 mm
BGT - TEMPERATURA MÁXIMA: 100°C
BGT - MÍNIMO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA: +25°C
BGT - TEMPERATURA MÍNIMA ALCANZADA: +5°C de ambiente
BGT - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: nd
BGT - PRECISIÓN DE TEMPERATURA: 0,1°C
BGT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE LA TEMP.: 0,1°C
BGT - UNIFORMIDAD: 0,1g
BGT - REFRIGERACIÓN: no
BGT - RECIRCULACIÓN DE AGUA: no
BGT - INTEGRADO AGITACIÓN: usted
BGT - RPM: 250-1000rpm
BGT - MOVIMIENTO: magnético
BGT - CUBIERTA: incluido
BGT - PANTALLA: LCD, 2x16
BGT - PROGRAMAS / DATOS: no programable
BGT - TEMPORIZADOR: 1m a 96h / no stop
BGT - CONEXIONES: no
BGT - CONDICIONES AMBIENTALES TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: nd
BGT - CUMPLIMIENTO: CE
BGT - MECANISMO DE PROTECCIÓN: nd
BGT - TAMAÑO: 340×270×250 mm
BGT - GARANTÍA: 12 meses
BGT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Baño termostático de pequeño tamaño y gran precisión
BGT - PESO: 3.4 kg
BGT - PODER: 230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
BGT - ACCESORIOS INCLUIDOS: base perforada y la tapa
BGT - ACCESORIOS OPCIONALES: gradilla para tubos de ensayo
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 10-13mm
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 16-19mm
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 24mm
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 30mm
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 0.5ml
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 1.5ml