



Rack Isotherm -20C a 32 posti vial da 0.5 a 2ml. In PC. -15C / 2h. Giallo

Rack Isotherm mantenimento ?°C 32 posti vial da 0.5 (adattatori inclusi) a 2ml. In PC riemp. non tossico. Griglia alfanumerica mantiene ?°C / 2h. Coperchio con gel a clip. Dim. 243x157xh100mm (h150 con clip). Giallo



Product codes:

Reference: 63 896 2801

Product gallery:



Product description:

Range di rack isothermici dotati di coperchio (con o senza clip a seconda del modello) per accogliere provette da 0.5 a 2.0ml.

Con ID alfanumerico sul coperchio e sulla sezione inferiore.

Condiziona la temperatura dei reagenti come ad esempio enzimi, DNA, RNA, sospensioni cellulari, etc. sul bancone del laboratorio.

Prodotto in resistente policarbonato riempito con fluido isolante non tossico.

Nessun contatto tra la provetta e il fluido isolante. Con piedini anti-scivolo.

Griglia 8x4

Coperchio con gel

Coperchio con clip

Mantenimento temperatura: -15°C / 2 ore

Dimensioni 243x157x100mm

Altezza rack 100mm, con clip del coperchio in posizione l'altezza aumenta di circa 50mm.
adattatori per provette 0.5ml inclusi

Product features:



RCK - CARACTERÍSTICAS: box rack in PC per mantenimiento temperatura di - 15°C per due ore di microtubi e vial da 0.5 a 2ml
RCK - TIPO DE: box+rack
RCK - TIPO DE: el mantenimiento de la temperatura
RCK - CUBIERTA: este
RCK - LUGARES: 32
RCK - FORMULARIO: rectangular
RCK - TAMAÑO: 243x157
RCK - ALTURA: 100mm
RCK - MATERIAL: PC
RCK - APILABLE: no
RCK CARAS UTILIZABLES: 1
RCK - RANGO DE TEMPERATURA: -196°C - +121°C
RCK - TEMPERATURA MAX: +121°C
RCK - TEMPERATURA MÍNIMA: -196°C
RCK - GRID ALFANUMÉRICOS: en la portada
RCK - GRID ALFANUMÉRICOS: usted
RCK - ÁREA DE ESCRITURA: nd
RCK - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: nd
RCK - CUMPLIMIENTO: nd
RCK - ACCESORIOS INCLUIDOS: adattatori
RCK - ACCESORIOS INCLUIDOS: cubierta
RCK - COMPATIBLE CON: microtubos de 1,5 ml
RCK - COMPATIBLE CON: microtubos de 2.0 ml
RCK - COMPATIBLE CON: microtubos de 0,5 ml
RCK - COMPATIBLE CON: criotubi 1.2ml
RCK - COMPATIBLE CON: criotubi 1ml
RCK - COMPATIBLE CON: criotubi 2ml
RCK - APROPIADO PARA: preparación de la muestra
RCK - APROPIADO PARA: mantenimiento temperatura
RCK - SEGUIMIENTO DE: -