



Rack Isotherm -0°C a 12 posti vial da 0.5 a 2ml. In PC. 1°C / 3.5h. Rosso

Rack Isotherm mantenimento 1°C 12 posti vial da 0.5 (adattatori inclusi) a 2ml. In PC riemp. non tossico. Griglia alfanumerica mantiene 1°C / 3.5h. Coperchio trasparente. Dim. 151x108x125mm. Rosso



Product codes:

Reference: 63 896 2803

Product gallery:



Product description:

Range di rack isotermici dotati di coperchio (con o senza clip a seconda del modello) per accogliere provette da 0.5 a 2.0ml.

Con ID alfanumerico sul coperchio e sulla sezione inferiore.

Condiziona la temperatura dei reagenti come ad esempio enzimi, DNA, RNA, sospensioni cellulari, etc. sul bancone del laboratorio.

Prodotto in resistente polycarbonato riempito con fluido isolante non tossico.

Nessun contatto tra la provetta e il fluido isolante. Con piedini anti-scivolo.

Griglia 4x3

Coperchio senza gel

Mantenimento temperatura: -1°C / 3.5 ore

Dimensioni 151x108x125mm

adattatori per provette 0.5ml inclusi

Product features:

RCK - CARACTERÍSTICAS: box rack in PC per mantenimento temperatura di 1°C per 3.5 ore di microtubi e vial da 0.5 a 2ml



RCK - TIPO DE: box+rack
RCK - TIPO DE: el mantenimiento de la temperatura
RCK - CUBIERTA: este
RCK - LUGARES: 12
RCK - FORMULARIO: rectangular
RCK - TAMAÑO: 151x108
RCK - ALTURA: 125mm
RCK - MATERIAL: PC
RCK - APILABLE: no
RCK CARAS UTILIZABLES: 1
RCK - RANGO DE TEMPERATURA: -196°C - +121°C
RCK - TEMPERATURA MAX: +121°C
RCK - TEMPERATURA MÍNIMA: -196°C
RCK - GRID ALFANUMÉRICOS: en la portada
RCK - GRID ALFANUMÉRICOS: usted
RCK - ÁREA DE ESCRITURA: nd
RCK - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: nd
RCK - CUMPLIMIENTO: nd
RCK - ACCESORIOS INCLUIDOS: adattatori
RCK - ACCESORIOS INCLUIDOS: cubierta
RCK - COMPATIBLE CON: microtubos de 1,5 ml
RCK - COMPATIBLE CON: microtubos de 2.0 ml
RCK - COMPATIBLE CON: microtubos de 0,5 ml
RCK - COMPATIBLE CON: criotubi 1.2ml
RCK - COMPATIBLE CON: criotubi 1ml
RCK - COMPATIBLE CON: criotubi 2ml
RCK - APROPIADO PARA: preparación de la muestra
RCK - APROPIADO PARA: mantenimiento temperatura
RCK - SEGUIMIENTO DE: -