



Piattaforma universale MAGic Clamp dim. 450x450mm. Fissaggio istantaneo magnetico

Piattaforma universale MAGic Clamp dim. 450x450mm. Fissaggio istantaneo magnetico per fiasche e rack provette. Compatibile con Orbi-Shaker (94 907 012)



Product codes:

Reference: 94 907 0042

Product gallery:

Product description:

Clamp magnetica per piattaforma MAGic Clamp per beute da 3000ml (max. 4 su Orbi-Shaker).
Compatibile con piattaforma 94 907 042 per Orbi-Shaker

Product features:

STG - CARATTERISTICAS: piattaforma Magic-Clamp per cambio istantaneo accessori

TSG - TAMAÑO: 30x30cm

STG - COMPATIBILIDAD: Orbishaker XL

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: los matraces de 500 ml

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: bottiglie 500ml

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø14mm

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: beute 25ml

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: beute 50ml

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: beute 125ml

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: beute 3000ml

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: buste / sacche

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette fino a Ø30mm

STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: tubos



STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: los frascos de 2000ml
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: los frascos de 250ml
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: los frascos de 1000 ml
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: vasos sanguíneos bajos
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: placas multipocillo
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: tubos de 50 ml tipo Falcon
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: tubos de 15 ml tipo Falcon
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: tubos de Ø30mm
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: microtubos de 2.0 ml
STG - PUEDE SER UTILIZADO CON: microtubos de 1,5 ml
STG - TIPO DI ACCESSORIO: plataforma multi-nivel