



Agarosio 3.1 per app in PCR - blotting. Frammenti minori di 1000bp. Cf 100g

Agarosio 3.1 per app in PCR - blotting. Ideale per frammenti minori di 1000bp. Strength 650g/cm (1.5%) / M.T. 80°C / EEO 0.1. RNase / Dnase e protease FREE. Cf 100g



Product codes:

Reference: 94 896 0214

Product gallery:



Product description:

Agarosio 3:1 -ad alta risoluzione -

Agarosio altamente purificato e scelta perfetta quando si vogliono separazione di piccoli frammenti ad alta risoluzione.

Raffinato utilizzato un processo avanzato che esclude l'utilizzo di solventi organici, rendendo il prodotto finito puro e con impatto ambientale significativamente ridotto.

Questo agarosio è ideale per la separazione di frammenti con dimensioni minori ai 1000bp. Perfetto per applicazioni analitiche e blotting.

Il prodotto permette la creazione di un gel trasparente, con bassa EEO e basso background. RNase, DNase, Protease and Endonuclease FREE

Product features:

RGT - TIPO DE: agarosio

RGT - CUMPLIMIENTO: 3a1

RGT - FORMULARIO: polvo

RGT - FRAGMENTOS: 50 - 1kbp



RGT - PUNTO DE FUSIÓN: 80°C

RGT - PUNTO DE GELIFICACIÓN: 36°C

RGT - APLICACIÓN DE LA CLONACIÓN: 50

RGT - APLICACIONES CON BACTERIAS / PATÓGENOS: 1.000

RGT - APLICACIONES CON EL ADN: 650g/cm

RGT - APLICACIONES CON ENZIMAS DE RESTRICCIÓN: 0.1

RGT - APLICACIONES CON LOS LÍPIDOS: 10%

RGT - APLICACIONES CON ARN: no detected

RGT - APLICACIONES DE MARCADO: no detected

RGT - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR: no detected

RGT - APLICACIONES EN QUÍMICA: barattolo

RGT - APLICACIONES DE LAS PROTEÍNAS Y ENZIMAS: blotting

RGT - APLICACIONES DE LAS PROTEÍNAS Y ENZIMAS: separazione piccoli frammenti

RGT - APLICACIONES DE LAS PROTEÍNAS Y ENZIMAS: analitiche

RGT - SOLICITUD DE TRANSCRIPCIÓN INVERSA: for research use only

RGT - CARACTERÍSTICAS: gel di agarosio 3a1 per applicazioni analitiche che prevedono la risoluzione di frammenti molto piccoli

RGT - ALMACENAMIENTO: medio ambiente

RGT - TRANSPORTE: temperatura ambiente

RGT- PROTEASE: no detected