



Microtubi chiusura a vite da 2.0ml serie Micrewtube Snaptwist senza tappo- self- standing

Cf. 1000pz. Microtubi chiusura a vite da 2.0ml serie Micrewtube Snaptwist senza tappo- self-standing. Da -90 a +100°C -RNase, Dnase, Pyrogen e DNA Free

Product codes:

Reference: 92 879 0173



Product gallery:



Product description:

Microtubi Simport della serie Micrewtube Snaptwist.

Forniscono tutti i vantaggi dei moderni microtubi con tappo a vite ma la chiusura rappresenta un vero risparmio di tempo.

I microtubi SnapTwist Micrewtube permettono una moltitudine di applicazioni all'interno del tuo laboratorio. Sono ideali per la conservazione in freezer, bollitura, centrifugazione e sono compatibili con molti rotori di microcentrifughe

Prodotti con PP di altissima qualità senza l'addizione di agenti lubrificanti, plastificanti o qualsiasi agente distaccante o sostanze biocida.

I tubi possono essere saldamente chiusi tramite gli appositi tappi e facilmente aperti tramite un semplice giro di 1/4 (twist).

La facilità con cui questi tappi possono essere manipolati elimina il pericolo di perdite associate con altri tappi a pressione.

La linguetta interna profonda nel cappo aderisce perfettamente con le pareti interne del microtubo prevenendo il contatto del contenuto con la filettatura e riducendo quindi il rischio di contaminazione del campione.

La qualità del sistema di tenuta è tale che non è necessario stringere la chiusura a pressione per



ottenere la tenuta ermetica.

Questa serie di provettine non è disponibile con graduazione.

I tappi non possono essere autoclavati in quanto sono prodotti in PE ad alta densità

Range di temperatura da -90 a 100°C

Centrifugabili fino a 17.000xg.

Tutti i microtubi di questa serie hanno una superficie altamente trasparente per una perfetta visione del contenuto.

Questi nuovi tubi hanno una forma che si combina perfettamente con il rack OneHand T360

Certificati RNase, DNase, Pyrogen e DNA Free

Solo provette - tappi da acquistare separatamente

Product features:

MTB - CAP: no incluido

MTB - CUMPLIMIENTO: -

MTB - TIPO DE: tornillo de cierre

MTB - VOLUMEN: 2.0ml

MTB - CAPACIDAD: 2.0ml

MTB - CIERRE: tornillo

MTB - CAP FORABILE: -

MTB - INSERTA LA TAPA: no

MTB - ÁREA ÓPTICA: -

MTB - FORMULARIO: ajustar

MTB - FONDO: ronda

MTB - AUTO DE PIE: usted

MTB - MATERIAL: PP

MTB - TAMAÑO: no

MTB - OPACIDAD: transparente

MTB - ÁREA DE ESCRITURA: no

MTB - ETIQUETA: -

MTB - RCF MÁX: 17.000

MTB - RANGO DE TEMPERATURA: -90°C a +100°C

MTB - RPM: -

MTB - TEMPERATURA MAX: +100°C

MTB - TEMPERATURA MÍNIMA: -90°C

MTB - CITOTOXICIDAD: -

MTB - PUREZA: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

MTB - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted

MTB - ESTERILIDAD: usted

MTB - USO: -

MTB - TAMAÑO: -

MTB - CARACTERÍSTICAS: microtubos de auto-pie tornillo de la tapa de 2.0 ml sin tapa

MTB - DISPONIBLE ENVOLVENTE A GRANEL: -

MTB - DISPONIBLE, EL EMBALAJE INDIVIDUAL: -

MTB - APROPIADO PARA: centrifugación

MTB - APROPIADO PARA: preparación de la muestra

MTB - APROPIADO PARA: almacenamiento