



Imbuto singolo con filtro bianco e tappo CytoSep all-plastic - per Shandon Cytospin

Cf 480pz. Imbuto singolo con filtro bianco e tappo CytoSep all-plastic - per citocentrifuga Shandon Cytospin

Product codes:

Reference: 92 925 0213



Product gallery:



Product description:

Consumabili per citocentrifuga Shandon Cytospin in versione ALL PLASTIC.

Imbuti in versione sia singola che doppia per citologia CytoSep totalmente monouso e senza la necessità di utilizzare ulteriore accessori

Di estrema facilità nell'utilizzo questi imbuti migliorano la velocità di utilizzano mentre aumentano la risposta diagnostica.

Totalmente monouso eliminano la perdita di tempo dovuta a decontaminazione e pulizia.

Sicuri e semplici nell'utilizzo riducono il rischio di esposizione a campioni patogeni e anche la possibilità di cross-contaminazioni viene ridotta.

Questa versione non richiede l'utilizzo di clip metalliche ed è disegnata per la massima efficienza su qualsiasi procedimento.

Totalmente compatibile con la citocentrifuga CytoSpin della Shandon, l'imbuto per citologia CytoSep può essere usato per depositare un sottile strato di cellule in un area ben definita del vetrino da microscopio. La carta filtrante assorbe qualsiasi fluido in eccesso.

La cartina è pre-attaccata per risultati consistenti e riproducibili.

Nessun allineamento necessario

L'imbuto possiede il tappo per sigillare il campione all'interno dell'imbuto per ulteriore protezione.



La versione a imbuto doppio permette la corsa simultanea di due campioni su un singolo vetrino ed è la soluzione ideale in lavori di immunoistochimica
il sistema permette di depositare il campione dal volume di fino a 0.5ml su un'area ben delimitata di 6mm di diametro -28 mm²-.

Soluzione ottimale per campioni scarsi come CSF.

Per campioni di volume 0.4ml, come liquido spinale ad esempio, è consigliabile il CytoSep a imbuto singolo con la cartina filtro ambra e tappo. Questa versione fornisce un lento assorbimento dei fluidi.

Product features:

- IBT - TIPO DE: per citologia
- IBT - FORMULARIO: singolo
- IBT - MATERIAL: PP
- IBT - TAMAÑO: -
- IBT - LONGITUD: -
- IBT - VOLUMEN: 0.5ml
- IBT - DIÁMETRO DE LA PARTE SUPERIOR: -
- IBT - LONGITUD DEL MANGO: -
- IBT - DE ESPESOR: -
- IBT - APLICACIONES: citologia
- IBT - DIÁMETRO DEL VÁSTAGO: -
- IBT - TEMPERATURA MÍNIMA: -
- IBT - COMPATIBLE: citocentrifuga Shandon Cytospin
- IBT - POROSIDAD: -
- IBT - CUMPLIMIENTO: CE - IVD
- IBT - GRATIS: -
- IBT - PUREZA: -
- IBT - ESTERILIDAD: -
- IBT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: no
- IBT - CARACTERÍSTICAS: monouso
- IBT - CARACTERÍSTICAS: bianco
- IBT - CARACTERÍSTICAS: tappo CytoSep all-plastic
- IBT - ACCESORIOS OPCIONALES: Tappo
- IBT - ACCESORIOS OPCIONALES: Camera raccolta campione
- IBT - ACCESORIOS OPCIONALES: Supporto Base
- IBT - TEMPERATURA MAX: -