



Agitatore basculante MR-12 con inclinazione regolabile

Agitatore basculante inclinazione regolabile

Codes produits :

Référence BS-010130-AAI



Galerie de produits :



Description du produit :

L'agitatore da laboratorio **MR-12** fornisce sia agitazione delicata che intensiva di soluzioni o media nei recipienti o in buste di plastica poste sulla piattaforma. La piattaforma e la velocità regolabili permettono di settare i parametri ottimali per l'agitazione ottimale ed il trasferimento nelle soluzioni.

L'agitatore è ideale per decolorazione dei gel dopo elettroforesi ed omogeneizzazione dei media. Ottimo per ibridazione delle biomolecole su strips e per procedure di colorazione e decolorazione. Quando installato all'interno di un bioincubatore è ideale per crescita di cellule e colture cellulari. (fino a 5 litri).

L'**MR-12** può essere utilizzato in camera fredda o in incubatore, operante a temperature da +5°C a +40°C. L'alimentatore esterno a basso voltaggio (12 V) permette sicurezza elettrica in ambienti umidi.

Agitatore idoneo per camera fredda o incubatore.



Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 430×480×210 mm

Peso: 11,9 kg.

Alimentatore esterno: 12 V, 4.16 mA

caractéristiques du produit :

STG - TYPE: agitateur basculant

STG - FLUX: 5kg

STG - PLATE-FORME DIMENSIONS CM.: 46x36

STG - MOUVEMENT: l'inclinaison

STG - TILT: da 0 a 10°

STG - TR / MIN MAXIMUM: 99

STG - TR / MIN MINIMUM: 1

STG - AUGMENTE TR / MIN: 1

TSG - AUTONOMIE: 168h

STG - MODE D'OPÉRATIONS DE: chronométré / manuel

STG - INTERFACE: affichage

STG - AFFICHAGE: LCD

STG - CONDITIONS D'EXPLOITATION DE L'AMB.: à partir de +4°C à 40°C

STG - CARACTÉRISTIQUES:

STG - APPLICATIONS: colorazione gel

STG - APPLICATIONS: estrazione

STG - APPLICATIONS: agglutinatione

STG - GARANTIE: 12 mois sur les défauts de fabrication

STG - CONFORMITÉ: CE

TSG - TAILLE:

STG - POIDS:

STG - PUISSANCE:

STG - ACCESSOIRES INCLUS: la plate-forme standard

STG - ACCESSOIRES EN OPTION: -

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les navires de faible

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: buste / sacche

STG - UTILE: champs multidisciplinaires

STG - UTILE: les applications d'exploration de

STG - UTILE: la biotechnologie