



microtubes opaque avec bouchon à vis, 1,5 ml conique en PP de couleur brun sans bouchon

microtubes opaque avec bouchon à vis - de l'ADN, de Dnase Et Rnase free apirogene de 1,5 ml
conique en PP de couleur brun sans cap - cf. 1.000 pcs



Codes produits :

Référence 64 879 0101

Galerie de produits :



Description du produit :

TUBES MAT, AVEC BOUCHON À VIS. En polypropylène de couleur marron. Conçu pour une utilisation avec des échantillons sensibles à la lumière. Résistant à des températures de -196°C à +121°C. Exempt de Rnase Dnase ADN et Apirogene.

caractéristiques du produit :

VTT - CAP: non inclus
MTB - CONFORMITÉ: CE-IVD
VTT - TYPE: vis de fermeture
MTB - CAPACITÉ: 1.5ml
MTB - FERMETURE: vis
VTT - CAP FORABLE: -
MTB - INSÉRÉ CAP: pas de
VTT DE LA RÉGION OPTIQUE: -
MTB - FORME: standard
MTB - FONDS: conique
MTB - AUTONOME: pas de
VTT - MATÉRIEL: PP
VTT TAILLE: pas de
MTB - OPACITÉ: l'écran pour la photosensibilité



VTT - ZONE INSCRIPTIBLE: pas de
MTB - ÉTIQUETTE: absent
MTB - RCF MAX: 20.000
MTB - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -196°C a +121°C
MTB - TR / MIN: -
MTB - TEMPÉRATURE MAX: +121°C
MTB - TEMPÉRATURE MINIMALE: -196°C
MTB - CYTOTOXICITÉ: nd
VTT DE LA PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE
MTB - AUTOCLAVABLE: nd
VTT - LA STÉRILITÉ: pas de
VTT - TAILLE: Ø11x44mm
VTT - CARACTÉRISTIQUES: microtubes bouchon à vis à l'abri de la lumière 1,5 ml
MTB - ADAPTÉ POUR: la centrifugation
MTB - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
MTB - ADAPTÉ POUR: de stockage
MTB - ADAPTÉ POUR: la cryogénie
MTB - ADAPTÉ POUR: échantillons sensibles à la lumière
MTB - RÉSISTANT: la congélation à -20°C
MTB - RÉSISTANT: la congélation à -80°C