



micro-tubes de type EPPENDORF de l'ADN, Rnase Et Dnase, ATP gratuit CE de 1,5 ml, PP, transparent

micro-tubes de type EPPENDORF de l'ADN, Rnase Et Dnase, ATP gratuit CE de 1,5 ml en PP transparent Ø10x40 - sacs de 500 pcs - cf. 1.000 pcs



Codes produits :

Référence 64 879 3441

Galerie de produits :

Description du produit :

TUBES GRATUITEMENT à PARTIR de l'ADN, de DNASE ET RNASE - Microtubes conique en polypropylène avec une excellente transparence, diplômé avec zone d'écriture. Casquette avec une surface qui est accessible en écriture et soutenu. Les tubes sont certifiés exempts de Rnase Dnase l'ADN de l'ATP, les inhibiteurs de PCR, et Apirogene. Emballés dans des sacs, avec zip refermable. Utilisable dans la centrifugeuse jusqu'à une RCF de 25 000 x g max (de 16 400 TR / min). Autoclavable ouvert à 121°C pendant 20 minutes. Particulièrement adapté pour les applications de la PCR et d'autres techniques de biologie moléculaire.

caractéristiques du produit :



VTT - CAP: plat
MTB - CONFORMITÉ: CE-IVD
VTT - TYPE: Eppendorf
MTB - CAPACITÉ: 1.5ml
MTB - FERMETURE: la pression
VTT - CAP FORABLE: vous
MTB - INSÉRÉ CAP: avec la sangle n'est pas inséré
VTT DE LA RÉGION OPTIQUE: -
MTB - FORME: standard
MTB - FONDS: conique
MTB - AUTONOME: pas de
VTT - MATÉRIEL: PP
VTT TAILLE: vous
MTB - OPACITÉ: transparent
VTT - ZONE INSCRIPTIBLE: vous
MTB - ÉTIQUETTE: absent
MTB - RCF MAX: 25.000xg
MTB - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -80°C a +121°C
MTB - TR / MIN: 16.400
MTB - TEMPÉRATURE MAX: +121°C
MTB - TEMPÉRATURE MINIMALE: -80°C
MTB - CYTOTOXICITÉ: nd
VTT DE LA PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen e ATP FREE
MTB - AUTOCLAVABLE: vous
VTT - LA STÉRILITÉ: pas de
VTT - TAILLE: Ø10x40mm
VTT - CARACTÉRISTIQUES: micro-tubes de type Eppendorf de 1,5 ml fond conique qui peut être utilisé dans des applications de la biologie moléculaire
MTB - ADAPTÉ POUR: la centrifugation
MTB - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
MTB - ADAPTÉ POUR: de stockage
MTB - ADAPTÉ POUR: PCR
MTB - ADAPTÉ POUR: la biologie moléculaire
MTB - RÉSISTANT: la congélation à -20°C
MTB - RÉSISTANT: la congélation à -80°C