




conseils à gel, avec un filtre neutre de 0,1 à 20ul, stériles avec filtre rack

conseils pour gel avec sans filtre à partir de l'ADN, de Dnase et Rnase - Apirogeni CE neutre de 0,1 à 20ul, stériles avec filtre rack de 96 pièces-Cf.960pz



Codes produits :

Référence 64 885 0261

Galerie de produits :



Description du produit :

Les viroles faite de transparence, avec la section du capillaire est long et mince de gel de chargement permettent une extrême précision à l'échantillon de chargement dans des applications telles que le séquençage de l'ADN et lelettroforesi de protéines. Le capillaire mince, il est particulièrement adapté pour la manipulation du gel dans les puits est extrêmement étroite. Conseils pour le gel disponible en sacs de 1 000 pièces non-stérile et en rack avec couvercle de 96 pièces stériles et gratuit à partir de l'ADN, de Dnase et Rnase Apirogeni. Compatible avec pipettes Gilson Pipetman® P20-P100-P200 Eppendorf® Biohit® Proline & mLine Socorex® Acura HTL® Découverte Nichiryo® Thermo Scientific Finnpiquette et la comme. Également disponible avec filtre (barrière de pulvérisation) pour éviter la contamination de l'air et la contamination croisée des échantillons. Matériau: polypropylène. Autoclavable.

caractéristiques du produit :

PNT - TAILLE: nd

LE PNT - TYPE: gel loading

LE PNT - TYPE: avec filtre

PNT - CAPACITÉ MAX: 20ul

PNT - GAMME: 0.1-20ul

PNT - FILTRE: caricamento gel



PNT - FORME: capillaire

PNT - CONSEIL: capillaire ronde

PNT - STÉRILITÉ: vous

PNT PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

PNT - AUTOCLAVABLE: no

PNT DE LA TAILLE D': pas de

PNT - CONFORMITÉ: CE

PNT - APPLICATIONS: chargement de gel

PNT - MATÉRIEL: PP

PNT - COULEUR: neutre

PNT - CARACTÉRISTIQUES: astuce pour le gel de chargement par 20ul rack, stériles

PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit mLine

PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit Proline

PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf

PNT - COMPATIBLE AVEC: Finnpipette

PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Acura

PNT - COMPATIBLE AVEC: Nichiryo

PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson Pipetman

PNT - COMPATIBLE AVEC: HTL Discovery

PNT - EMBALLAGE: sur le rack