




# conseils à gel, avec un filtre neutre de 0,1 à 100ul stériles avec filtre rack

conseils pour gel avec sans filtre à partir de l'ADN, de Dnase et Rnase - Apirogeni CE neutre de 0,1 à 100ul stériles avec filtre rack de 96 pièces-Cf.960pz



## Codes produits :

Référence 64 885 0271

## Galerie de produits :

## Description du produit :

Les viroles faite de transparence, avec la section du capillaire est long et mince de gel de chargement permettent une extrême précision à l'échantillon de chargement dans des applications telles que le séquençage de l'ADN et lelettroforesi de protéines. Le capillaire mince, il est particulièrement adapté pour la manipulation du gel dans les puits est extrêmement étroite. Conseils pour le gel disponible en sacs de 1 000 pièces non-stérile et en rack avec couvercle de 96 pièces stériles et gratuit à partir de l'ADN, de Dnase et Rnase Apirogeni. Compatible avec pipettes Gilson Pipetman® P20-P100-P200 Eppendorf® Biohit® Proline & mLine Socorex® Acura HTL® Découverte Nichiryo® Thermo Scientific Finnpiquette et la comme. Également disponible avec filtre (barrière de pulvérisation) pour éviter la contamination de l'air et la contamination croisée des échantillons. Matériau: polypropylène. Autoclavable.



---

### caractéristiques du produit :

PNT - TAILLE: nd  
LE PNT - TYPE: gel loading  
LE PNT - TYPE: avec filtre  
PNT - CAPACITÉ MAX: 100ul  
PNT - GAMME: 0.1-100ul  
PNT - FILTRE: caricamento gel  
PNT - FORME: capillaire  
PNT - CONSEIL: capillaire ronde  
PNT - STÉRILITÉ: vous  
PNT PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE  
PNT - AUTOCLAVABLE: no  
PNT DE LA TAILLE D': pas de  
PNT - CONFORMITÉ: CE  
PNT - APPLICATIONS: chargement de gel  
PNT - MATÉRIEL: PP  
PNT - COULEUR: neutre  
PNT - CARACTÉRISTIQUES: astuce pour le gel de chargement par 100ul rack, stériles  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit mLine  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Biohit Proline  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Eppendorf  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Finnpipette  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Socorex Acura  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Nichiryo  
PNT - COMPATIBLE AVEC: Gilson Pipetman  
PNT - COMPATIBLE AVEC: HTL Disocvery  
PNT - EMBALLAGE: sur le rack