



# Kit estrazione genomic DNA from mammalian whole peripheral blood mononuclear cell Sample vol: up to 400 $\mu$ L

Kit per estrazione genomic DNA from mammalian whole blood peripheral blood mononuclear cell or buffy coat. Sample vol: up to 400 $\mu$ L -kit da 48 estraz



**Codes produits :**

Référence BS-060201-AK

**Galerie de produits :**

## **Description du produit :**

Kit per estrazione genomic DNA from mammalian whole blood peripheral blood mononuclear cell or buffy coat. Sample vol: up to 400 $\mu$ L -kit da 48 estraz

## **caractéristiques du produit :**

STT - TYPE: kit d'extraction d'

STT - TECHNOLOGIE: des particules magnétiques

STT - ÉCHANTILLONS DE VOLUME: 10 à 400 $\mu$ l

STT - ENTRÉE: code-barres

STT - CONFORMITÉ: CE/IVD

STT - LA SOURCE DE L'ÉCHANTILLON: sang des mammifères

STT - LA SOURCE DE L'ÉCHANTILLON: la suspension de cellules de sang du mammifère

STT - EXTRACTION DE: L'ADN génomique



STT - NOM: Kit 200

STT - COMPLET: tous les consommables nécessaires

STT - QUANTITÉ D'EXTRACTION: 48

STT - COMPATIBLE AVEC: BioMagPure 12