



tubes à essai avec du Citrate de Sodium 0,5 ml bouchon rose pour les VES - 16x60 fond plat

tubes à essai avec du Citrate de Sodium 0,5 ml bouchon rose pour les VES - 16x60 fond plat - rack 50pcs. -Cf.1.500 pcs



Codes produits :

Référence 64 911 1901

Galerie de produits :

Description du produit :

Tubes à essai avec du citrate de sodium pour l'ESR

tubes à essai en polypropylène avec 0,5 ml de citrate de sodium (3,8%), et la pression de la pac rose pour 2ml de sang

caractéristiques du produit :

PRT - TYPE: -

PRT - CAPACITÉ MAX: 2.5ml

PRT - TAILLE: 16x60mm

PRT - AUTONOME: vous

PRT - OUVERTURE: avec edge

PRT - FERMETURE: la pression

PRT - CAP: rose



PRT - FORME: cylindrique
PRT - FONDS: plat
PRT - ÉTIQUETTE: vous
PRT DE TAILLE: seule encoche
PRT - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: pas de
PRT - MATÉRIEL: PP
PRT - ADDITIF: le citrate de sodium de 3,8%
PRT - PURETÉ: -
PRT - CYTOTOXIQUES: nd
PRT - STÉRILITÉ: pas de
PRT - AUTOCLAVABLE: no
PRT - CONFORMITÉ: CE-IVD
PRT - TEMPÉRATURE MAX: 121°C
PRT - TEMPÉRATURE MINIMALE: -10°C
PRT - RCF: -
PRT - CARACTÉRISTIQUES: tubes à essai avec du citrate de sodium pour le C. E. S
PRT - COMPATIBILITÉ: générique
PRT - COMPLET: étiquette
PRT - COMPLET: cap
PRT - ADAPTÉ POUR: V. E. S.
PRT - RÉSISTANCE: -
PRT - EMBALLAGE: rack