




Rack IsoFreeze MCT a viraggio colore verde/giallo 7°. Posti 24 x 0.5-1.5 o 2.0ml

Cf.1pz. Rack IsoFreeze MCT a viraggio colore verde/giallo 7°. Posti 24 x 0.5-1.5 o 2.0ml



Codes produits :

Référence 13 896 012

Galerie de produits :

Description du produit :

Rack a viraggio di colore al cambiamento di temperatura per 24 microtubi da 0.5 a 2.0ml. Completati di coperchio.

Posizionabile sul bancone da laboratorio e grazie al gel in essi contenuto preservano i campioni a temperatura e il cambio di colore che avviene a 7°C indica il rischio di riscaldamento degli stessi. I rack sono in grado di mantenere la temperatura per circa 3 ore ed eliminano così la necessità di contenitori di ghiaccio.

A temperatura ambiente il rack è di colore giallo, posto nel freezer diviene di colore verde.

Una volta congelato può essere utilizzato nel bancone per la preparazione dei campioni, quando vira al giallo indica il riscaldamento e quindi la necessità di essere nuovamente congelato.

Può essere congelato e scongelato molte volte

CARATTERISTICHE

-Mantiene la temperatura a 4°C per quasi 4 ore (con coperchio sul rack) quando è a temperatura



ambiente

- Il rack subisce un cambio di colore a 7°C
- Capacita' rack: 24 microtubi
- Compatibile microtubi 0.5 / 1.5 / 2.0ml
- Colore: giallo sopra 7°C - verde sotto i 7°C

caractéristiques du produit :

RCK - CARACTÉRISTIQUES: rack per mantenimento temperatura dei campioni e viraggio colore sopra i 7°C
RCK - TYPE: workstation
RCK - TYPE: box
RCK - TYPE: le maintien de la température
RCK - COUVERTURE: cette
RCK - LIEUX: 24
RCK - FORME: rectangulaire
RCK - TAILLE: 145x114x70mm
RCK - HAUTEUR: 70mm
RCK - MATÉRIEL: mixte
RCK - EMPILABLE: nd
RCK - VERSO UTILISABLE: 1
RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: da -20°C a +7°C
RCK - TEMPÉRATURE MAX: nd
RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -20°C
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: nd
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: nd
RCK - AUTOCLAVABLE: pas de
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 1,5 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 2.0 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 0,5 ml
RCK - ADAPTÉ POUR: de stockage
RCK - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon