



Rack IsoFreeze PCR a viraggio colore porpora/rosa 7°. Posti 96 x 0.2ml

Cf.2pz. Rack IsoFreeze PCR a viraggio colore porpora/rosa 7°. Posti 96 x 0.2ml



Codes produits :

Référence 13 896 013

Galerie de produits :

Description du produit :

Rack a viraggio di colore al cambiamento di temperatura per 96 microtubi da 0.2ml sia singoli che in strip o in piastre.

Completi di coperchio.

Posizionabile sul bancone da laboratorio e grazie al gel in essi contenuto preservano i campioni a temperatura e il cambio di colore che avviene a 7°C indica il rischio di riscaldamento degli stessi.

I rack sono in grado di mantenere la temperatura per circa 3 ore ed eliminano così la necessità di contenitori di ghiaccio.

A temperatura ambiente il rack è di colore rosa, posto nel freezer diviene di colore porpora.

Una volta congelato può essere utilizzato nel bancone per la preparazione dei campioni, quando vira al rosa indica il riscaldamento e quindi la necessità di essere nuovamente congelato.

Può essere congelato e scongelato molte volte

CARATTERISTICHE



-
- Mantiene la temperatura a 4°C per quasi 4 ore (con coperchio sul rack) quando è a temperatura ambiente
 - Il rack subisce un cambio di colore a 7°C
 - Capacita' rack: 96 microtubi
 - Compatibile microtubi 0.2ml singoli in strip o piastre
 - Colore: rosa sopra 7°C - porpora sotto i 7°C

caractéristiques du produit :

RCK - CARACTÉRISTIQUES: rack per mantenimento temperatura dei campioni e viraggio colore sopra i 7°C
RCK - TYPE: workstation
RCK - TYPE: box
RCK - TYPE: le maintien de la température
RCK - COUVERTURE: cette
RCK - LIEUX: 96
RCK - FORME: rectangulaire
RCK - TAILLE: 140x99x45mm
RCK - HAUTEUR: 45mm
RCK - MATÉRIEL: mixte
RCK - EMPILABLE: nd
RCK - VERSO UTILISABLE: 1
RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: da -20°C a +7°C
RCK - TEMPÉRATURE MAX: nd
RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -20°C
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: nd
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: nd
RCK - AUTOCLAVABLE: pas de
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes PCR
RCK - COMPATIBLE AVEC: plaques PCR
RCK - COMPATIBLE AVEC: bande de PCR
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 0,2 ml
RCK - ADAPTÉ POUR: de stockage
RCK - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon