



Rack Isotherm -20C a 20 posti vial da 0.5 a 2ml. In PC. -15C / 1h. Giallo

Rack Isotherm mantenimento ?°C 20 posti vial da 0.5 (adattatori inclusi) a 2ml. In PC riemp. non tossico. Griglia alfanumerica mantiene ?°C / 1h. Coperchio trasparente a clip. Dim. 220x163xh113mm (h163 con clip). Giallo



Codes produits :

Référence 63 896 2800

Galerie de produits :

Description du produit :

Range di rack isotermici dotati di coperchio (con o senza clip a seconda del modello) per accogliere provette da 0.5 a 2.0ml.

Con ID alfanumerico sul coperchio e sulla sezione inferiore.

Condiziona la temperatura dei reagenti come ad esempio enzimi, DNA, RNA, sospensioni cellulari, etc. sul bancone del laboratorio.

Prodotto in resistente polycarbonato riempito con fluido isolante non tossico.

Nessun contatto tra la provetta e il fluido isolante. Con piedini anti-scivolo.

Griglia 5x4

Coperchio senza gel

Coperchio con clip

Mantenimento temperatura: -15°C / 1 ora

Dimensioni 220x163x113mm

Altezza rack 113mm, con clip del coperchio in posizione l'altezza aumenta di circa 50mm.



adattatori per provette 0.5ml inclusi

caractéristiques du produit :

RCK - CARACTÉRISTIQUES: box rack in PC per mantenimento temperatura di - 15°C per un'ora di microtubi e vial da 0.5 a 2ml
RCK - TYPE: box+rack
RCK - TYPE: le maintien de la température
RCK - COUVERTURE: cette
RCK - LIEUX: 20
RCK - FORME: rectangulaire
RCK - TAILLE: 220x163
RCK - HAUTEUR: 113mm
RCK - MATÉRIEL: PC
RCK - EMPILABLE: pas de
RCK - VERSO UTILISABLE: 1
RCK - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -196°C - +121°C
RCK - TEMPÉRATURE MAX: +121°C
RCK - TEMPÉRATURE MINIMALE: -196°C
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: sur la couverture
RCK - GRILLE ALPHANUMÉRIQUE: vous
RCK - DOMAINE ACCESSIBLE EN ÉCRITURE: nd
RCK - AUTOCLAVABLE: nd
RCK - CONFORMITÉ: nd
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: adattatori
RCK - ACCESSOIRES INCLUS: couvrir
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 1,5 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 2.0 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: microtubes de 0,5 ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: criotubi 1.2ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: criotubi 1ml
RCK - COMPATIBLE AVEC: criotubi 2ml
RCK - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon
RCK - ADAPTÉ POUR: mantenimento temperatura
RCK - SUIVI DES: -