



# Piattaforma universale MAGic Clamp dim. 450x450mm. Fissaggio istantaneo magnetico

Piattaforma universale MAGic Clamp dim. 450x450mm. Fissaggio istantaneo magnetico per fiasche e rack provette. Compatibile con Orbi-Shaker (94 907 012)



## Codes produits :

Référence 94 907 0042

## Galerie de produits :

## Description du produit :

Clamp magnetica per piattaforma MAGic Clamp per beute da 3000ml (max. 4 su Orbi-Shaker).  
Compatibile con piattaforma 94 907 042 per Orbi-Shaker

## caractéristiques du produit :

STG - CARACTÉRISTIQUES: piattaforma Magic-Clamp per cambio istantaneo accessori

TSG - TAILLE: 30x30cm

STG - COMPATIBILITÉ: Orbishaker XL

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 500 ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: bottiglie 500ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette Ø14mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 25ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 50ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 125ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: beute 3000ml

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: buste / sacche

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: provette fino a Ø30mm

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes



---

STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 2 000 ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 250ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les flacons de 1000 ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les navires de faible  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: plaques multipuits  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes de 50 ml, type Falcon  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: les tubes de 15ml de type Falcon  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: tubes Ø30mm  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 2.0 ml  
STG - PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC: microtubes de 1,5 ml  
STG - TIPO DI ACCESSORIO: plate-forme multi-niveau