



Tubi per omogenizzatore da 2ml con biglie in Silica (vetro) 0.1mm. Cf 50pz

Tubi per omogenizzatore da 2ml preriempiti con biglie in Silica (vetro) 0.1mm. Acid Washed. Cf 50pz



Codes produits :

Référence 94 941 0075

Galerie de produits :

Description du produit :

L'omogenizzazione tramite biglie sta rapidamente diventando il processo preferito per lisare i campioni al fine di rilasciare il DNA, l'RNA e le proteine ??contenute nelle cellule. I campioni vengono posizionati in provette con le sfere di macinazione appropriate e sottoposti a miscelazione ad alta energia. Le microsfere colpiscono il campione, eventualmente scomponendolo a livello cellulare rilasciando contenuti subcellulari.

Sono disponibili una varietà di provette preriempite per omogeneizzare i campioni, inclusi quelli con acciaio inossidabile, vetro e sfere di zirconio Triple-Pure. Tutti e tre i tipi di biglie sono lavati con acido e trattati per rimuovere nucleasi e proteasi. I tubi di biglie Triple-Pure sono sottoposti a una manipolazione speciale durante il riempimento e sono testati sulla qualità per garantire l'eliminazione di DNasi, RNasi, proteasi e acidi nucleici. Quando si utilizzano campioni per applicazioni di biologia molecolare, si preferisce l'elevata purezza delle sfere Triple-Pure.



Mentre le perle di vetro (silice), zirconio e acciaio inossidabile sono efficaci nel distruggere cellule e tessuti. La densità aggiunta di zirconio e perle di acciaio inossidabile aiuta a produrre campioni meglio omogeneizzati.

caractéristiques du produit :

OMR - CAPACITA': 2ml

OMR - UTILIZZABILE SU: BeadBug 6

OMR - UTILIZZABILE SU: microtubo con biglie

OMR - UTILIZZABILE SU: BeadBug 3

OMR - UTILIZZABILE SU: BeadBlaster 24

OMR - MATERIALE: vetro

OMR - DIMENSIONI: Ø 0.1mm

OMR - IDEALE PER: batteri