



Contenitore SputEm - per raccolta espettorato stoccaggio e trasporto

Cf 72pz. Contenitore SputEm - per raccolta espettorato stoccaggio e trasporto in PP sterile a incarto singolo



Codes produits :

Référence 92 851 0103

Galerie de produits :



Description du produit :

Contenitore in PP per raccogliere, trasportare e processare campioni biologici.

L'unità è composta da una base con tubo a fondo conico da 50ml sterile rimovibile e centrifugabile fino a 5000 rpm

Tre finestre verticali consentono di vedere il contenuto della provetta.

L'ampia base garantisce stabilità e l'imbuto di raccolta è realizzato in modo tale che i campioni vengano raccolti direttamente all'interno della provetta senza il rischio di contaminazioni delle filettature esterne.

Il tappo a vite della provetta a fondo conico viene mantenuto sterile in ogni momento essendo inserito al di sotto del tappo a pressione posto nella parte superiore dell'imbuto.

L'etichetta del paziente è già applicata nella parte superiore dello SputEm e può essere



facilmente trasferita sulla provetta prima di partire per il laboratorio.
La base può essere utilizzata come supporto durante il transito.
Ogni Sput-Em è sterile ed incartato singolarmente.

Prima della raccolta

Rimuovere l'involucro

Compilare l'etichetta con di dati del paziente

Sollevare il coperchio incernierato

Evitare di toccare l'interno dell'imbuto

Chiudere il coperchio dopo ogni utilizzo

Dopo la raccolta

Rimuovere il tappo a pressione sulla parte superiore dell'imbuto per esporre il tappo di chiusura della provetta

Rimuovere la parte superiore dell'imbuto e capovolgerlo sopra al tubo

Impugnare la parte centrale del sistema di raccolta ed avvitare il tappo

Gettare la parte superiore dell'imbuto

Rimuovere l'etichetta del paziente

Posizionare l'etichetta del paziente sul lato della provetta

Riposizionare la provetta nella sua base e inviare al laboratorio

caractéristiques du produit :

CNT - AUTOCLAVABLE: vous

CNT - TYPE: conteneur de transport

CNT - CAPACITÉ MAX: 50ml

CNT - VOLUME: 50ml

LA CNT MATÉRIEL: PP

CNT - FORME: -

CNT - OUVERTURE: fermeture à glissière

CNT - FERMETURE: -

CNT - COUVERTURE: inclus

CNT - TEMPÉRATURE MAX: -

CNT - TEMPÉRATURE MINIMALE: -

CNT - AUTONOMIE: -

CNT - CONTRÔLE: -

CNT - COMPATIBILITÉ: tubes

LA CNT - CONTENANT: tubes

CNT - NIVEAUX: -

CNT - LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ: -

CNT - DIMENSIONS: -

LE CNT ET INT / EXT DIAMÈTRE: -

CNT - ÉPAISSEUR: -

CNT - CONFORMITÉ: -

CNT - ACCESSOIRES INCLUS: provetta da 50ml

CNT - ACCESSOIRES EN OPTION: nd

CNT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: sistema per raccogliere

CNT - ADAPTÉ POUR: transport



CNT - ADAPTÉ POUR: de stockage

CNT - ADAPTÉ POUR: la manipulation des échantillons

CNT - EMBALLAGE: emballage unique

CNT - RÉSISTANCE: -

CNT - STÉRILE: vous

CNT - DIPLÔMÉ: vous

CNT - COMPLET: provetta

CNT - GRILLE: -

CNT - EMPILABLE: nd

CNT - PUREZZA: -