



Microtubi chiusura a vite da 2.0ml serie Micrewtube Snaptwist senza tappo- fondo conico

Cf. 1000pz. Microtubi chiusura a vite da 2.0ml serie Micrewtube Snaptwist senza tappo- fondo conico. Da -90 a +100°C -RNase, Dnase, Pyrogen e DNA Free

Codes produits :

Référence 92 879 0183



Galerie de produits :



Description du produit :

Microtubi Simport della serie Micrewtube Snaptwist.

Forniscono tutti i vantaggi dei moderni microtubi con tappo a vite ma la chiusura rappresenta un vero risparmio di tempo.

I microtubi SnapTwist Micrewtube permettono una moltitudine di applicazioni all'interno del tuo laboratorio. Sono ideali per la conservazione in freezer, bollitura, centrifugazione e sono compatibili con molti rotori di microcentrifughe

Prodotti con PP di altissima qualità senza l'addizione di agenti lubrificanti, plastificanti o qualsiasi agente distaccante o sostanze biocida.

I tubi possono essere saldamente chiusi tramite gli appositi tappi e facilmente aperti tramite un semplice giro di 1/4 (twist).

La facilità con cui questi tappi possono essere manipolati elimina il pericolo di perdite associate con altri tappi a pressione.

La linguetta interna profonda nel cappelletto aderisce perfettamente con le pareti interne del microtubo prevenendo il contatto del contenuto con la filettatura e riducendo quindi il rischio di contaminazione del campione.

La qualità del sistema di tenuta è tale che non è necessario stringere la chiusura a pressione per



obtenir la tenuta ermetica.

Questa serie di provette non è disponibile con graduazione.

I tappi non possono essere autoclavati in quanto sono prodotti in PE ad alta densità

Range di temperatura da -90 a 100°C

Centrifugabili fino a 20.000xg.

Tutti i microtubi di questa serie hanno una superficie altamente trasparente per una perfetta visione del contenuto.

Questi nuovi tubi hanno una forma che si combina perfettamente con il rack OneHand T360

Certificati RNase, DNase, Pyrogen e DNA Free

Solo provette - tappi da acquistare separatamente

caractéristiques du produit :

VTT - CAP: non inclus

MTB - CONFORMITÉ: -

VTT - TYPE: vis de fermeture

MTB - VOLUME: 2.0ml

MTB - CAPACITÉ: 2.0ml

MTB - FERMETURE: vis

VTT - CAP FORABILE: -

MTB - INSÉRÉ CAP: pas de

VTT DE LA RÉGION OPTIQUE: -

MTB - FORME: ajuster

MTB - FONDS: conique

MTB - AUTONOME: pas de

VTT - MATÉRIEL: PP

VTT TAILLE: pas de

MTB - OPACITÉ: transparent

VTT - ZONE INSCRIPTIBLE: pas de

MTB - ÉTIQUETTE: -

MTB - RCF MAX: 17.000

MTB - PLAGE DE TEMPÉRATURE: -90°C a +100°C

MTB - TR / MIN: -

MTB - TEMPÉRATURE MAX: +100°C

MTB - TEMPÉRATURE MINIMALE: -90°C

MTB - CYTOTOXICITÉ: -

VTT DE LA PURETÉ: DNA / DNase / RNase / Pyrogen FREE

MTB - AUTOCLAVABLE: vous

VTT - LA STÉRILITÉ: vous

MTB - UTILISATION: -

VTT - TAILLE: -

VTT - CARACTÉRISTIQUES: microtubes bouchon à vis 2.0 ml pas de plafond

MTB - DISPONIBLES ENVELOPPE EN VRAC: -

MTB - DISPONIBLE, EMBALLAGE INDIVIDUEL: -

MTB - ADAPTÉ POUR: la centrifugation

MTB - ADAPTÉ POUR: la préparation de l'échantillon

MTB - ADAPTÉ POUR: de stockage