

# Termoblocco fino a 160°C a blocchi intercambiabili per microtubi piastre e provette fino a 40mm

Termoblocco fino a 160°C a blocchi intercambiabili per microtubi piastre e provette fino a 40mm. Blocchi da acquistare a scelta separatamente

**Product codes:**

Reference: 81 912 0121

**Product gallery:****Product description:**

Termoblocco a secco ad alta temperatura controllato tramite microprocessore. Facile da usare, con un vasto range di temperature che permette di utilizzarlo in svariate reazioni in biologia molecolare, cellulare e biochimica.

- Display con visualizzazione in real-time della temperatura e count-down
- Blocco facilmente riposizionabile e di facile pulizia / decontaminazione
- Detezione automatica di malfunzionamento con funzione allarme

-Funzione protezione da sovratemperatura

-Funzione di calibrazione temperatura

Vasta gamma di blocchi intercambiabili

Controllo temperatura	da +5 T.A. a 160°C
Accuratezza temperatura	0.5°C a 40° / 1°C a 120°C
Accuratezza display	0.1°C
Uniformità temperatura	0.5°C
Tempo riscaldamento	15m (da 20°C fino a 160°C)
Timer	1m a 99h59m
Capacità	vedi blocchi accessori intercambiabili
Potenza	300W
Dimensioni	260x220x100mm
Peso	5kg

### Product features:

TBH - TIPO: termoblocco

TBH - N. BLOCCHI: 1

TBH - CON RAFFREDDAMENTO: no

TBH - TEMPERATURA MASSIMA: +160°C

TBH - TEMPERATURA MINIMA RAGGIUNGIBILE: 30° sotto ambiente (minimo 10°C)

TBH - POTENZA RISCALDAMENTO: 300W

TBH - IMPOSTAZIONE RISOLUZIONE: 0.1°C

TBH - PRECISIONE: 0.5°C

TBH - UNIFORMITA': 0.5°C

TBH - DISPLAY: LED

TBH - TIMER: da 1m a 99h59m

TBH - PROGRAMMI: non previsti

TBH - AUTONOMIA: -

TBH - CONFORMITA': CE

TBH - CONNESSIONE: nessuna

TBH - BLOCCHI INDIPENDENTI: no

TBH - ACCESSORI OPZIONALI: blocchi varie misure

TBH - ACCESSORI OPZIONALI: blocchi varie misure

TBH - ALIMENTAZIONE: 220 V 50/60 Hz

TBH - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica

TBH - PECULIARITA': Termoblocco a singolo blocco intercambiabile con temperatura fino a 160°C

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø40mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø28mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø26mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø20mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø19mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø15mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø10mm

TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø30mm

TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 5.0ml  
TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø13mm  
TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø12mm  
TBH - UTILIZZABILE CON: provette Ø16mm  
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 2.0ml  
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 1.5ml  
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 0.5ml  
TBH - UTILIZZABILE CON: microtubi 0.2ml