

Micropipetta Gilson Pipetman L P200L espulsore in acciaio

Micropipetta Gilson Pipetman P200L volume variabile da 20 a 200ul - espulsore in acciaio

**Product codes:**

Reference: GL-2 FA10005M

Product gallery:**Product description:**

Progettata per garantire prestazioni e comfort, PIPETMAN® L è disponibile in una gamma completa di modelli, adatti alle vostre esigenze di laboratorio. Le pipette a spostamento d'aria PIPETMAN L coprono un'ampia gamma di volumi, tra cui:

Modelli monocanale a volume variabile che coprono un intervallo di volume da 0,2 µL a 10 mL

Modelli multicanale a volume variabile che coprono un intervallo di volume da 0,5 µL a 1200 µL, inclusi quattro modelli dotati di anelli a V (VR) nella parte inferiore dei portapunta per una corretta aderenza alla maggior parte dei marchi di puntali, coprendo un intervallo di volume da 20 µL a 300 µL

Comode, precise, accurate e affidabili: usate le pipette PIPETMAN L con sicurezza nelle vostre applicazioni.

Uso conveniente

Leggero e bilanciato, PIPETMAN L combina un design ergonomico con una forza di pipettaggio ridotta al minimo, consentendo di pipettare più a lungo senza affaticarsi.

Destro o mancino? Nessun problema. Regola la posizione dell'espulsore del puntale nella posizione più comoda per te. I modelli PIPETMAN L a canale singolo sono dotati di un espulsore del puntale in acciaio inossidabile. Se la tua applicazione richiede il pipettaggio di liquidi corrosivi, sono disponibili come accessori degli espulsori del puntale in plastica. I modelli P5000L e P10mLL sono dotati di un espulsore del puntale in plastica per evitare il contatto diretto con il puntale e garantire una migliore compatibilità con i prodotti chimici.

Pipettaggio sicuro

Riduci gli errori di pipettaggio ed evita modifiche accidentali del volume durante i cicli di pipettaggio grazie a un vero meccanismo di blocco del volume per una maggiore accuratezza e precisione.

Tutti i modelli PIPETMAN L sono completamente autoclavabili senza bisogno di smontaggio, per la massima praticità e protezione dalla contaminazione incrociata.

Conformità GLP

I modelli PIPETMAN L sono dotati di un codice DataMatrix 2D per una facile tracciabilità. È possibile utilizzare uno scanner di codici 2D per trasferire automaticamente il codice in qualsiasi sistema di tracciabilità o di gestione delle risorse. Inoltre, il numero di serie della pipetta è inciso sul corpo della pipetta per un'identificazione univoca.

Modello P200L Volume regolabile o fisso Volume regolabile Volume nominale 200 µL Errore sistematico (?L) 20 µL ± 0,50|100 µL ± 0,80|200 µL ± 1,60 Errore casuale (?L) 20 µL ? 0,20|100 µL ? 0,25|200 µL ? 0,30 Errore sistematico (%) 10% ± 2,50|50% ± 0,80|100% ± 0,80 Errore casuale (%CV) 10 % ? 1,00|50 % ? 0,25|100 % ? 0,15 Tipo Spostamento manuale dell'aria Gamma di volume 20-200 µL Collegato NO Numero di canali 1 Volume 200 µL Tipo di espulsore Metallo Spaziatura delle punte regolabile NO Autoclavabile Sì Calibrato Sì Codice colore Giallo Suggerimenti compatibili Punte PIPETMAN DIAMOND D200, D300, DF200ST, DF300ST Stile delle dita Ergonomico, curvo, pulsante Tipo di presa Ergonomica Programmabilità NO

Product features:

MPT - TIPO: meccanica variabile

MPT - CANALI: 1

MPT - CAPACITA' MASSIMA: 200ul

MPT - RANGE: 20 - 200ul

MPT - DISPLAY: lettura digitale

MPT - SFORZO PIPETTAMENTO: -

MPT - BLOCCO VOLUME: sì

MPT - BOTTONE: con codifica colore

MPT - ESPULSIONE PUNTALE: meccanica

MPT - ETICHETTA ID: no

MPT - CODIFICA COLORE: sì

MPT - PESO: 108g

MPT - AUTOCLAVABILE: sì

MPT - TEMPERATURA MAX: 121°C

MPT - PECULIARITA': -