

Mini Agitatore Verticale/Rotatore Bio RS-24 Con Timer

Mini agitatore a rotazione verticale con timer per provette e microtubi



Product codes:

Reference: BS-010133-AAG

Product gallery:



Product description:

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di estrazione di componenti biologici.

Lo strumento è di agevole funzionamento ed è progettato per essere una soluzione a basso costo.

Il rotatore può essere usato in camere fredde o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa tra + 4°C e + 40°C.

Le piattaforme serie **PRS** sono dotate di morsetti universali in gomma per il fissaggio di provette di varia dimensione;

Le piattaforme serie **PRSC** possiedono morsetti in metallo in grado di sostenere soluzioni più

pesanti (es. terra, sabbia)

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 310x110x175

Peso: 1 kg

Alimentatore est: 12 V, 500 mA

Specifiche

Display di controllo della 5-30 RPM

Agitatore a rotazione verticale

Product features:

STG - TIPO: agitatore a rotazione verticale

STG - CAPACITA': 18 x 15ml

STG - CAPACITA': 4 x 50ml + 12 x 15ml

STG - CAPACITA': 22 x 15ml

STG - PORTATA: nd

STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: a scelta

STG - MOVIMENTO: rotazione a 360°

STG - RPM MASSIMO: 30

STG - RPM MINIMO: 5

STG - AUTONOMIA: 8h

STG - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato / manuale

STG - INTERFACCIA: display

STG - DISPLAY: LED

STG - PECULIARITA': strumento di agevole funzionamento progettato per essere una soluzione a basso costo

STG - APPLICAZIONI: ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per procedure di estrazione di comp. biologici

STG - GARANZIA: 12 mesi su difetti di fabbrica

STG - CONFORMITA': CE

STG - DIMENSIONI: 325x190x155 mm

STG - PESO: 1.4 kg

STG - ALIMENTAZIONE: Alimentatore esterno Ingresso CA 100-240 V 50/60 Hz; uscita CC 12 V

STG - ACCESSORI COMPRESI: piattaforma standard

STG - ACCESSORI OPZIONALI: piattafornie

STG - UTILIZZABILE CON: microtubi 1.5ml

STG - UTILIZZABILE CON: microtubi 2.0ml

STG - UTILIZZABILE CON: provette 15ml tipo Falcon

STG - UTILIZZABILE CON: provette fino a Ø16mm