

Lampada UV 185/254 nm, compatibilità tipo ZMQUVLP01

Compatibile con: Millipore Milli-Q Gradient (Century Range), Synthesis (century Range) Advantage A10, Integral, Reference, Direct

Non è un prodotto Millipore

La Bioscientifica è un'azienda autonoma, non ha relazione con Millipore e si avvale di propri tecnici per assistenza e manutenzione su apparecchi di propria distribuzione e di altre marche*

Product codes:

Reference: 82 876 115

Product gallery:



Product description:

Lampada UV di ricambio 185/254 nm

Lampada per la riduzione della contaminazione organica e batterica tramite fotossidazione UV

Compatibile con sistemi Millipore: Milli-Q Gradient (Century Range), Synthesis (century Range) Advantage A10, Integral, Reference, Direct

Cf. 1pz.

Dubbi sul codice da ordinare qui o sul MEPA? Contattaci.

La validità dei prodotti compatibili qui commercializzati è facilmente comprovata dalla qualità dell'acqua in uscita (spesso analizzata in real-time e visibile in uscita nel display degli apparecchi stessi).

La BioScientifica è un'azienda autonoma che si avvale di propri tecnici qualificati:

- - Per installazione e collaudo dei sistemi d'acqua ultrapura di tipo 1, di tipo 2 e di tipo 3.
- - Per l'assistenza nonché per contratti di manutenzione su apparecchi per la purificazione di propria distribuzione e di altre marche, a prezzi economici con tutta la sicurezza dell'assistenza tecnica di laboratorio che da quasi 20 anni la BioScientifica Srl fornisce ai propri clienti, caratterizzata da cortesia, velocità e competenza.

Non è un prodotto Millipore.

*Tutti i marchi, nomi e codici qui citati registrati o non registrati come ad esempio: Millipore, Q-PAK, Super-Q, Super-C, Milli-Q, ROGARD, Milli-RO, ROPAK, AFSPAK, Polygard, Gradient, Synthesis, AFS, SDS, Academic, Biocel, Element, progard, Qgard, quantum, Millipak, Direct-Q, Elix, Millipore, Milli-Q, Milli-RO, A10, AFS, Progard, Q-Gard, QPak, Quantum, ROPAK, SimPak, Simplicity, Super-Q, Synergy, Milli-RX, Pyrogard, RiOs, RiOs-DI, BioPAK sono tutti marchi appartenenti, registrati o non, a Millipore / Merck S.p.a. o Merck Millipore, e sono stati qui utilizzati al solo ed unico scopo di facilitare all'utente l'identificazione del prodotto.

*Marchi registrati di Reaphile Bioscience LTD? RephiLe, PURIST, Direct-Pure, RF-Jet, ROist, RephiDuo? RephiSolo, RephiQuattro, LeFil, OrganeFil, RephiQuik, RephiDisc.

*Tutti i prodotti e relativi marchi appartengono ai legittimi proprietari e TM e/o ® possono essere stati omessi.

Product features:

MLR - TIPO: lampade

MLR - RIFERIMENTO COMPATIBILITA' TIPO: ZMQUVLP01

MLR - TECNOLOGIA: UV

MLR - PECULIARITA': lampada UV 185/254nm

MLR - UTILIZZABILE SU: Milli-Q Direct

MLR - UTILIZZABILE SU: Milli-Q Integral

MLR - UTILIZZABILE SU: Milli-Q Gradient -Century range-

MLR - UTILIZZABILE SU: Milli-Q Synthesis -Century range-

MLR - UTILIZZABILE SU: Milli-Q Advantage A10

MLR - UTILIZZABILE SU: Milli-Q Reference