

# Agitatore orbitale Orbi-Shaker XL da 30 a 300 rpm orbita 19mm. Capacità 30kg

Agitatore orbitale Orbi-Shaker XL da 30 a 300 rpm orbita 19mm. Capacità carico 30kg - Completo di piattaforma con tappetino antiscivolo 450x450mm



## Product codes:

Reference: 94 907 0012

## Product gallery:



## Product description:

Agitatore orbitale Orbi-Shaker XL da 30 a 300 rpm orbita 19mm.

Modello da banco ad alta capacità

Orbita di 19mm per ottimale miscelazione ed areazione dei campioni

Cambio istantaneo delle clamp per beute grazie alla piattaforma Magic Clamp e relativi accessori -acquistabili separatamente -

Capacità carico 30kg

- Completo di piattaforma con tappetino antiscivolo 450x450mm

## Product features:

STG - TIPO: agitatore orbitale

STG - CAPACITA': contenitori vario tipo

STG - CAPACITA': 6 micropiastre

STG - PORTATA: 30kg

STG - DIMENSIONI PIATTAFORMA CM.: 45x45

STG - MOVIMENTO: orbitale

STG - ORBITA: 19mm

STG - RPM MASSIMO: 300

STG - RPM MINIMO: 30

STG - INCREMENTI RPM: 1

STG - MODALITA' OPERAZIONI: temporizzato / manuale

STG - INTERFACCIA: display

STG - DISPLAY: LED

STG - OPERANTE IN CONDIZIONI AMB.: da +4°C a 45°C

STG - PECULIARITA': agitatore alta capacità con tappetino magnetico MagicClamp per istantaneo montaggio accessori

STG - DIMENSIONI: 47x54x12.5cm

STG - PESO: 29kg

STG - ALIMENTAZIONE: 230V - 50-60Hz

STG - ACCESSORI COMPRESI: piattaforma standard

STG - ACCESSORI OPZIONALI: piattaforme

STG - ACCESSORI OPZIONALI: piattaforma MagicClamp

STG - UTILIZZABILE CON: beute 500ml

STG - UTILIZZABILE CON: bottiglie 500ml

STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø14mm

STG - UTILIZZABILE CON: beute 25ml

STG - UTILIZZABILE CON: beute 50ml

STG - UTILIZZABILE CON: beute 125ml

STG - UTILIZZABILE CON: beute 3000ml

STG - UTILIZZABILE CON: buste / sacche

STG - UTILIZZABILE CON: provette

STG - UTILIZZABILE CON: beute 2000ml

STG - UTILIZZABILE CON: beute 250ml

STG - UTILIZZABILE CON: beute 1000ml

STG - UTILIZZABILE CON: recipienti bassi

STG - UTILIZZABILE CON: piastre multiwell

STG - UTILIZZABILE CON: provette 50ml tipo Falcon

STG - UTILIZZABILE CON: provette 15ml tipo Falcon

STG - UTILIZZABILE CON: provette Ø30mm

STG - UTILIZZABILE CON: microtubi 2.0ml

STG - UTILIZZABILE CON: microtubi 1.5ml