

Starter Kit di tubi per omogenizzatore da 2ml con biglie in Zirconio 0.1/0.5/1.0/1.5 e 3.0mm. 10pz per tipo

Starter Kit di tubi per omogenizzatore da 2ml preriempiti con biglie in Zirconio 0.1/0.5/1.0/1.5 e 3.0mm. Triple-Pure - High Impact 10pz per tipo (50pz totali)

**Product codes:**

Reference: 94 941 0083

Product gallery:**Product description:**

L'omogenizzazione tramite biglie sta rapidamente diventando il processo preferito per lisare i campioni al fine di rilasciare il DNA, l'RNA e le proteine ??contenute nelle cellule. I campioni vengono posizionati in provette con le sfere di macinazione appropriate e sottoposti a miscelazione ad alta energia. Le microsfere colpiscono il campione, eventualmente scomponendolo a livello cellulare rilasciando contenuti subcellulari.

Sono disponibili una varietà di provette preriempite per omogeneizzare i campioni, inclusi quelli con acciaio inossidabile, vetro e sfere di zirconio Triple-Pure. Tutti e tre i tipi di biglie sono lavati con acido e trattati per rimuovere nucleasi e proteasi. I tubi di biglie Triple-Pure sono sottoposti a una manipolazione speciale durante il riempimento e sono testati sulla qualità per garantire

l'eliminazione di DNasi, RNasi, proteasi e acidi nucleici. Quando si utilizzano campioni per applicazioni di biologia molecolare, si preferisce l'elevata purezza delle sfere Triple-Pure. Mentre le perle di vetro (silice), zirconio e acciaio inossidabile sono efficaci nel distruggere cellule e tessuti. La densità aggiunta di zirconio e perle di acciaio inossidabile aiuta a produrre campioni meglio omogeneizzati.

Product features:

OMR - CAPACITA': 2ml
OMR - TIPO DI ACCESSORIO: BeadBug 6
OMR - TIPO DI ACCESSORIO: microtubo con biglie
OMR - TIPO DI ACCESSORIO: BeadBug 3
OMR - TIPO DI ACCESSORIO: BeadBlaster 24
OMR - MATERIALE: zirconio
OMR - DIMENSIONI BIGLIE: Ø 1.5mm
OMR - DIMENSIONI BIGLIE: Ø 3.0mm
OMR - DIMENSIONI BIGLIE: Ø 1.0mm
OMR - DIMENSIONI BIGLIE: Ø 0.5mm
OMR - DIMENSIONI BIGLIE: Ø 0.1mm
OMR - IDEALE PER: soglia
OMR - IDEALE PER: gonadi
OMR - IDEALE PER: feci
OMR - IDEALE PER: mosca
OMR - IDEALE PER: zecca
OMR - IDEALE PER: capelli
OMR - IDEALE PER: muscoli
OMR - IDEALE PER: pelle
OMR - IDEALE PER: denti
OMR - IDEALE PER: foglie
OMR - IDEALE PER: piante -dure
OMR - IDEALE PER: piante -morbide
OMR - IDEALE PER: semi
OMR - IDEALE PER: steli
OMR - IDEALE PER: escrementi
OMR - IDEALE PER: milza
OMR - IDEALE PER: pancreas
OMR - IDEALE PER: pomone
OMR - IDEALE PER: rene
OMR - IDEALE PER: cuore
OMR - IDEALE PER: cervello
OMR - IDEALE PER: arterie
OMR - IDEALE PER: adipe
OMR - IDEALE PER: zanzara
OMR - IDEALE PER: biologia molecolare
OMR - IDEALE PER: lieviti
OMR - IDEALE PER: spore
OMR - IDEALE PER: funghi
OMR - IDEALE PER: batteri
OMR - PUREZZA: nuclease e protease free