

Stand porta-pipetta con funzione ricarica per Picus & eLINE - singolo posto

Picus & eLINE Charging Stand for 1 Pipette, Universal AC-Adaptor

**Product codes:**

Reference: BH 730981

Product gallery:**Product description:**

La pipetta non in uso deve essere mantenuta in una posizione eretta per evitare contaminazioni dalle superfici di lavoro. Sartorius Biohit offre una selezione di supporti per pipette sia meccaniche che elettroniche. E' consigliabile mantenere le pipette elettroniche in carica su un supporto di ricarica ogni volta che non sono in uso. In questo modo le batterie sono sempre cariche quando si comincia a lavorare.

Supporto di ricarica per riporre e caricare una pipetta elettronica, Picus o eLINE®.

Supporto di ricarica per riporre e caricare una pipetta elettronica, Picus o eLINE®

Product features:

RCK - PECULIARITA': stand porta-pipetta elettronica con funzione ricarica per Sartorius Picus ed eLine

RCK - TIPO: porta-micropipette

RCK - POSTI: 1

RCK - FORMA: standard

RCK - COMPATIBILE CON: micropipette Sartorius

RCK - IDONEO PER: alimentazione strumenti